

 <p>Direction Qualité</p>	Scheda tecnica Diam 5 Diam 5 Tradition	DQ-FT-D5-IT-V11 Data: 13.05.16
---	---	---------------------------------------

Specifiche tecniche (a)

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE			
Metodo	Parametri	Specifiche	Tolleranze
Macerazione in soluzione idroalcolica a 12%, acidificata a pH 3,5 su 25 tappi SPME/GC/MS	2,4,6-TCA rilasciabile (ng/L) 2,3,4,6-TeCA rilasciabile (ng/L) PCA rilasciabile (ng/L) 2,4,6-TBA rilasciabile (ng/L)	≤ LDQ (b) ≤ LDQ (b) ≤ LDQ (b) ≤ LDQ (b)	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			
Metodo	Parametri	Specifiche	Tolleranze
Calibro su 32 tappi Lunghezze	Lunghezza tappo (mm)	L ± 0,4	NQA 1,5 (A1/R2)
	Diametri	D ± 0,3	NQA 1,5 (A1/R2)
38	23,5 / 24,2		
44	23,5 / 24,2		
47	23,5 / 24,2		
49	24,2		
	Smusso (mm)	S ± 0,5	NQA 2,5 (A2/R3)(c)
PERMEABILITÀ			
Metodo	Parametri	Specifiche	
Metodo manometrico interno (8 tappi) (d)	Valore OTR (Oxygen Transfer Rate) (cm ³ /giorno)	A scelta: • valore = 0,15 (Basso) • valore = 0,35 (Medio)	
CARATTERISTICHE FISICHE			
Metodo	Parametri	Specifiche	Tolleranze
Tappatrice 4 ganasce su 5 tappi	Recupero dimensionale in 30s (%) (e)	≥ 97 %	NQA 2,5 (A0/R1)
Macchina di trazione-compressione su 5 tappi	Ritorno elastico (N/cm ²) (e)	> 2,5	NQA 2,5 (A0/R1)
Su tubi calibrati su 6 tappi	Impermeabilità liquida (%) (e)	100% > 1,5 bar	
Su colli con anello CETIE su 5 tappi	Forza di estrazione (daN)		
	38 / 44 mm 47 / 49 mm	18 < 100% < 35 20 < 100% < 40	
Mediante agitazione e filtrazione su 4 tappi	Tasso di polvere (mg/tappi)	≤ 0,3	
Metodo con stufa a 103°C/ H24	Umidità (%)	4 ± 2	
CARATTERISTICHE CHIMICHE			
Metodo	Parametri	Specifiche	Tolleranze
Mediante dosaggio su 4 tappi	Residui di perossido (mg/tappi)	≤ 0,1	
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE			
Metodo	Parametri	Specifiche	Tolleranze
Conforme alla norma ISO 10718: 2015	Conteggio dei piccoli organismi (UFC/tappi)	Lieviti e muffe < 10 Batteri aerobici < 10	

Specifiche tecniche valide fino a 60 mesi.

(a) Queste specifiche si intendono condizionate ad un utilizzo conforme alle prescrizioni di stoccaggio e di applicazione.

(b) LIMITE DI QUANTIFICAZIONE (LDQ): Il limite di quantificazione del metodo analitico mediante cromatografia gassosa è di 0,3 ng/L per il TCA, di 1ng/L per il TeCA e PCA e di 2ng/L per il TBA. Valore indicativo a seconda del metodo interno disponibile su richiesta.

(c) LIVELLO DI QUALITÀ ACCETTABILE (LQA): A2/R3 significa che sui 32 tappi testati: il lotto viene accettato se al massimo 2 tappi presentano un risultato inferiore o superiore ai limiti di specificazione ed il lotto viene rifiutato se 3 o più tappi presentano un risultato inferiore o superiore ai limiti di specificazione.

(d) Metodo interno disponibile su richiesta (corrispondenza con il metodo « Mocon » : P0,07 = 0,0004cm³/giorno, P0,15 = 0,0008cm³/giorno, P0,35 = 0,0019cm³/giorno).

(e) La frequenza di controllo di questi parametri viene fissata in funzione di una valutazione regolare delle nostre produzioni.

Conforme alla normativa relativa agli imballaggi a contatto con alimenti (Normativa quadro 1935/2004 e testi specifici riferiti ai materiali di cui al regolamento 10 / 2011...) in base alle norme FDA (codice CFR21), le migrazioni globali, le migrazioni specifiche (secondo il regolamento 10/2011) nonché le diverse risoluzioni europee relative al sughero ed ai prodotti di satinatura.

Conforme alla normativa sugli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.

Dichiarazione di conformità rilasciata su richiesta.

*DIAMANT, una tecnologia DIAM BOUCHAGE / CEA (BREVET EP 1 216 123 B1).

Diam Bouchage SAS - Espace Tech Ulrich - 66400 Céret
Tél : +33 (0)4 68 87 20 20 - Fax : +33 (0)4 68 87 35 36
info@diam-bouchage.com - www.diam-cork.com